

Пробирки вакуумные для забора крови под торговой маркой MaxiLab® по ТУ 32.50.13-002-43152849-2021в вариантах исполнения:

1 Пробирки вакуумные без наполнителя, варианты исполнения:

1.1. Пробирки вакуумные без наполнителя, размер: 13 x 75 мм; объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл.

1.2. Пробирки вакуумные без наполнителя, размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4 мл, 5 мл, 6 мл.

1.3. Пробирки вакуумные без наполнителя, размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл.

2 Пробирки вакуумные с активатором свертывания, варианты исполнения:

2.1. Пробирки вакуумные с активатором свертывания, размер: 13 x 75 мм; объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл.

2.2. Пробирки вакуумные с активатором свертывания, размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4 мл, 5 мл, 6 мл.

2.3. Пробирки вакуумные с активатором свертывания, размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл.

3 Пробирки вакуумные с 3,2% натрия цитратом, варианты исполнения:

3.1. Пробирки вакуумные с 3,2% натрия цитратом, размер: 13 x 75 мм; объем забираемой крови: 1,8 мл, 2,7 мл, 3,6 мл, 4,5 мл.

3.2. Пробирки вакуумные с 3,2% натрия цитратом, размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4,5 мл, 5,4 мл, 6,3 мл.

3.3. Пробирки вакуумные с 3,2% натрия цитратом, размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6,3 мл, 7,2 мл, 8,1 мл, 9 мл.

4 Пробирки вакуумные с 3,8 % натрия цитратом, варианты исполнения:

4.1. Пробирки вакуумные с 3,8 % натрия цитратом, размер: 13 x 75 мм; объем забираемой крови: 1,8 мл, 2,7 мл, 3,6 мл, 4,5 мл.

4.2. Пробирки вакуумные с 3,8 % натрия цитратом, размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4,5 мл, 5,4 мл, 6,3 мл.

4.3. Пробирки вакуумные с 3,8 % натрия цитратом, размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6,3 мл, 7,2 мл, 8,1 мл, 9 мл.

5 Пробирки вакуумные с 3,8 % натрия цитратом (черная крышка), варианты исполнения:

5.1. Пробирки вакуумные с 3,8 % натрия цитратом (черная крышка), размер: 13 x 75 мм; объем забираемой крови: 1,6 мл, 2,4 мл, 3,2 мл, 4 мл.

5.2. Пробирки вакуумные с 3,8 % натрия цитратом (черная крышка), размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4 мл, 4,8 мл, 5,6 мл, 6,4 мл.

5.3. Пробирки вакуумные с 3,8 % натрия цитратом (черная крышка), размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6,4 мл, 7,2 мл, 8 мл.

6 Пробирки вакуумные с К2ЭДТА, варианты исполнения:

6.1. Пробирки вакуумные с К2ЭДТА, размер: 13 x 75 мм; объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл.

6.2. Пробирки вакуумные с К2ЭДТА, размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4 мл, 5 мл, 6 мл.

6.3. Пробирки вакуумные с К2ЭДТА, размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл.

7. Пробирки вакуумные с К3ЭДТА, варианты исполнения:

7.1. Пробирки вакуумные с К3ЭДТА, размер: 13 x 75 мм; объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл.

7.2. Пробирки вакуумные с К3ЭДТА, размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4 мл, 5 мл, 6 мл.

7.3. Пробирки вакуумные с К3ЭДТА, размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл.

8. Пробирки вакуумные с активатором свертывания и разделительным гелем, варианты исполнения:

8.1. Пробирки вакуумные с активатором свертывания и разделительным гелем, размер: 13 x 75 мм; объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 3,5 мл, 4 мл.

8.2. Пробирки вакуумные с активатором свертывания и разделительным гелем, размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4 мл, 5 мл, 6 мл.

8.3. Пробирки вакуумные с активатором свертывания и разделительным гелем, размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6 мл, 7 мл, 8 мл, 8,5 мл.

9. Пробирки вакуумные с тромбином и разделительным гелем, варианты исполнения:

9.1. Пробирки вакуумные с тромбином и разделительным гелем, размер: 13 x 75 мм; объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 3,5 мл, 4 мл.

9.2. Пробирки вакуумные с тромбином и разделительным гелем, размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4 мл, 5 мл, 6 мл.

9.3. Пробирки вакуумные с тромбином и разделительным гелем, размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6 мл, 7 мл, 8 мл, 8,5 мл.

10. Пробирки вакуумные с лития гепарином, варианты исполнения:

10.1. Пробирки вакуумные с лития гепарином, размер: 13 x 75 мм; объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл.

10.2. Пробирки вакуумные с лития гепарином, размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4 мл, 5 мл, 6 мл.

10.3. Пробирки вакуумные с лития гепарином, размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл.

11. Пробирки вакуумные с натрия гепарином, варианты исполнения:

11.1. Пробирки вакуумные с натрия гепарином, размер: 13 x 75 мм; объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл.

11.2. Пробирки вакуумные с натрия гепарином, размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4 мл, 5 мл, 6 мл.

11.3. Пробирки вакуумные с натрия гепарином, размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл.

12. Пробирки вакуумные с лития гепарином и разделительным гелем, варианты исполнения:

12.1. Пробирки вакуумные с лития гепарином и разделительным гелем, размер: 13 x 75 мм; объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 3,5 мл, 4 мл.

12.2. Пробирки вакуумные с лития гепарином и разделительным гелем, размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4 мл, 5 мл, 6 мл.

12.3. Пробирки вакуумные с лития гепарином и разделительным гелем, размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6 мл, 7 мл, 8 мл, 8,5 мл.

13. Пробирки вакуумные с натрия гепарином и разделительным гелем, варианты исполнения:

13.1. Пробирки вакуумные с натрия гепарином и разделительным гелем, размер: 13 x 75 мм; объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 3,5 мл, 4 мл.

13.2. Пробирки вакуумные с натрия гепарином и разделительным гелем, размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4 мл, 5 мл, 6 мл.

13.3. Пробирки вакуумные с натрия гепарином и разделительным гелем, размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6 мл, 7 мл, 8 мл, 8,5 мл.

14. Пробирки вакуумные с Na₂ЭДТА и натрий фторидом, варианты исполнения:

14.1. Пробирки вакуумные с Na₂ЭДТА и натрий фторидом, размер: 13 x 75 мм; объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл.

14.2. Пробирки вакуумные с Na₂ЭДТА и натрий фторидом, размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4 мл, 5 мл, 6 мл.

14.3. Пробирки вакуумные с Na₂ЭДТА и натрий фторидом, размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл.

15. Пробирки вакуумные с K₂ЭДТА и разделительным гелем, варианты исполнения:

15.1. Пробирки вакуумные с K₂ЭДТА и разделительным гелем, размер: 13 x 75 мм; объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 3,5 мл, 4 мл.

15.2. Пробирки вакуумные с K₂ЭДТА и разделительным гелем, размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4 мл, 5 мл, 6 мл.

15.3. Пробирки вакуумные с K₂ЭДТА и разделительным гелем, размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6 мл, 7 мл, 8 мл, 8,5 мл.