

Система добровольной сертификации продукции, услуг,  
систем менеджмента и персонала  
«Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС IL.ПБ44.Н13686

Срок действия с 10.10.2022

по 09.10.2025

№ 1473654

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № RU.RU.11ПБ44

Общество с ограниченной ответственностью "Рус-Тест". Адрес: 121357, МОСКВА Г, КУТУЗОВСКИЙ ПР-КТ, ДОМ 67, КОРПУС 2, ПОМ V КОМ 6 ОФ 27. Аттестат аккредитации RU.RU.11ПБ44.

Тел. +7 (977) 482-16-81, email: os-rus-test@mail.ru

## ПРОДУКЦИЯ

Закрытая аспирационная система MEDEREN:  
(приложение на 15 листах, бланки № 0030776-0030790)  
Серийный выпуск

код ОК  
32.50.13.110

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31214-2016, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ ISO 8836-2012, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-7-2016, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 11607-1-2018, ГОСТ ISO 14971-2021

код ТН ВЭД  
9018 39 000 0

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Mederen Neotech Ltd.» / «Медерен Неотех Лтд.» Адрес: Израиль, Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code: 6777016. Адрес места производства: Тайвань, Vitaltec Corporation, №12, Lane 4-30, Chyuan-Zhou Rd., Hou-Li Dist., Taichung City 42142, Taiwan. Китай. Guangzhou AMK Medical Equipment Co., Ltd., 4th Floor, No. B14, Huachuang Industry Park, Jinshan Cun, Shiki Town Panyu District, 511450 Guangzhou, P.R. of China.

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАМЕДЭКС»

Адрес: Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, 18-я В.О. линия, д. 29, литер А, часть помещения 1-Н, 35, 37-44

ОГРН: 1167847241660, телефон: +7 (812)627-21-41, адрес электронной почты: info@alfamedex.ru

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № НС/ЭТ/22-9064 от 10.10.2022 года, выданный Испытательной лабораторией «ЭЛЕМЕНТ», аттестат о признании компетентности испытательной лаборатории RU.RU.ИЛ05РТ; Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/116035 от 07 августа 2020 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

Т.Н. Гусарова  
инициалы, фамилия

А.С. Гусаров  
инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030776

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13686

### Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.13.110 9018 39 000 0	<p>Закрытая аспирационная система MEDEREN</p> <p>1) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная Smart Line 10 FR на 24 часа в комплектации:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• разъединительный клин;</li><li>• аспирационный катетер в кожухе;</li><li>• двойной вертлужный коннектор;</li><li>• порт MDI;</li><li>• порт для санации.</li></ul> <p>2) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная Smart Line 12 FR на 24 часа в комплектации:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• разъединительный клин;</li><li>• аспирационный катетер в кожухе;</li><li>• двойной вертлужный коннектор;</li><li>• порт MDI;</li><li>• порт для санации.</li></ul> <p>3) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная Smart Line 14 FR на 24 часа в комплектации:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• разъединительный клин;</li><li>• аспирационный катетер в кожухе;</li><li>• двойной вертлужный коннектор;</li><li>• порт MDI;</li><li>• порт для санации.</li></ul> <p>4) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная Smart Line 16 FR на 24 часа в комплектации:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• разъединительный клин;</li><li>• аспирационный катетер в кожухе;</li><li>• двойной вертлужный коннектор;</li><li>• порт MDI;</li><li>• порт для санации.</li></ul> <p>5) Закрытая аспирационная система трахеостомическая Smart Line 10 FR на 24 часа в комплектации:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• разъединительный клин;</li><li>• аспирационный катетер в кожухе;</li><li>• двойной вертлужный коннектор;</li><li>• порт MDI;</li><li>• порт для санации.</li></ul> <p>6) Закрытая аспирационная система трахеостомическая Smart Line 12 FR на 24</p>	<p>ГОСТ 31214-2016, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ ISO 8836-2012, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-7-2016, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 11607-2018, ГОСТ ISO 14971-2021</p>



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030777

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13686

### Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

часа в комплектации:

- разъединительный клин;
- аспирационный катетер в кожухе;
- двойной вертлужный коннектор;
- порт MDI;
- порт для санации.

7) Закрытая аспирационная система трахеостомическая Smart Line 14 FR на 24 часа в комплектации:

- разъединительный клин;
- аспирационный катетер в кожухе;
- двойной вертлужный коннектор;
- порт MDI;
- порт для санации.

8) Закрытая аспирационная система трахеостомическая Smart Line 16 FR на 24 часа в комплектации:

- разъединительный клин;
- аспирационный катетер в кожухе;
- двойной вертлужный коннектор;
- порт MDI;
- порт для санации.

9) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная Smart Line 10 FR на 72 часа в комплектации:

- разъединительный клин;
- аспирационный катетер в кожухе;
- двойной вертлужный коннектор;
- порт MDI;
- порт для санации.

10) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная Smart Line 12 FR на 72 часа в комплектации:

- разъединительный клин;
- аспирационный катетер в кожухе;
- двойной вертлужный коннектор;
- порт MDI;
- порт для санации.

11) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная Smart Line 14 FR на 72 часа в комплектации:

- разъединительный клин;
- аспирационный катетер в кожухе;



Руководитель органа \_\_\_\_\_

Эксперт \_\_\_\_\_

подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030778

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13686

### Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

- двойной вертлужный коннектор;
  - порт MDI;
  - порт для санации.
- 12) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная Smart Line 16FR на 72 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт MDI;
  - порт для санации.
- 13) Закрытая аспирационная система трахеостомическая Smart Line 10 FR на 72 часа в комплектации:
- разъединительный клин
  - аспирационный катетер в кожухе
  - двойной вертлужный коннектор
  - порт MDI
  - порт для санации
- 14) Закрытая аспирационная система трахеостомическая Smart Line 12 FR на 72 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт MDI;
  - порт для санации.
- 15) Закрытая аспирационная система трахеостомическая Smart Line 14 FR на 72 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт MDI;
  - порт для санации.
- 16) Закрытая аспирационная система трахеостомическая Smart Line 16FR на 72 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт MDI;
  - порт для санации.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030779

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13686

### Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

17) Закрытая аспирационная система педиатрическая Smart Line 5 FR на 24 часа в комплектации:

- разъединительный клин;
- аспирационный катетер в кожухе;
- набор Y-образных коннекторов;
- порт для санации.

18) Закрытая аспирационная система педиатрическая Smart Line 6 FR на 24 часа в комплектации:

- разъединительный клин;
- аспирационный катетер в кожухе;
- набор Y-образных коннекторов;
- порт для санации.

19) Закрытая аспирационная система педиатрическая Smart Line 8 FR на 24 часа в комплектации:

- разъединительный клин;
- аспирационный катетер в кожухе;
- набор Y-образных коннекторов;
- порт для санации.

20) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная FoolProof 10 FR на 24 часа в комплектации:

- разъединительный клин;
- аспирационный катетер в кожухе;
- двойной вертлужный коннектор;
- порт для санации;
- гофрированный соединитель.

21) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная FoolProof 10 FR на 24 часа в комплектации:

- разъединительный клин;
- аспирационный катетер в кожухе;
- двойной вертлужный коннектор;
- порт MDI;
- порт для санации;
- гофрированный соединитель.

22) Закрытая аспирационная система трахеостомическая FoolProof 10 FR на 24 часа в комплектации:

- разъединительный клин;
- аспирационный катетер в кожухе;



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030780

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13686

### Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

- двойной вертлужный коннектор;
  - порт для санации;
  - гофрированный соединитель.
- 23) Закрытая аспирационная система трахеостомическая FoolProof 10 FR на 24 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт MDI;
  - порт для санации;
  - гофрированный соединитель.
- 24) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная FoolProof 12 FR на 24 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт для санации;
  - гофрированный соединитель.
- 25) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная FoolProof 12 FR на 24 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт MDI;
  - порт для санации;
  - гофрированный соединитель.
- 26) Закрытая аспирационная система трахеостомическая FoolProof 12 FR на 24 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт для санации;
  - гофрированный соединитель.
- 27) Закрытая аспирационная система трахеостомическая FoolProof 12 FR на 24 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030781

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13686

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

- порт MDI;
  - порт для санации;
  - гофрированный соединитель.
- 28) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная FoolProof 14 FR на 24 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт для санации;
  - гофрированный соединитель.
- 29) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная FoolProof 14 FR на 24 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт MDI;
  - порт для санации;
  - гофрированный соединитель.
- 30) Закрытая аспирационная система трахеостомическая FoolProof 14 FR на 24 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт для санации;
  - гофрированный соединитель.
- 31) Закрытая аспирационная система трахеостомическая FoolProof 14 FR на 24 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт MDI;
  - порт для санации;
  - гофрированный соединитель.
- 32) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная FoolProof 16 FR на 24 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030782

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13686

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

- порт для санации;
  - гофрированный соединитель.
- 33) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная FoolProof 16 FR на 24 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт MDI;
  - порт для санации;
  - гофрированный соединитель.
- 34) Закрытая аспирационная система трахеостомическая FoolProof 16 FR на 24 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт для санации;
  - гофрированный соединитель.
- 35) Закрытая аспирационная система трахеостомическая FoolProof 16 FR на 24 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт MDI;
  - порт для санации;
  - гофрированный соединитель.
- 36) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная FoolProof 10 FR на 72 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт для санации;
  - гофрированный соединитель.
- 37) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная FoolProof 10 FR на 72 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт MDI;



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия



# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030783

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13686

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	---	--

- порт для санации;
  - гофрированный соединитель.
- 38) Закрытая аспирационная система трахеостомическая FoolProof 10 FR на 72 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт для санации;
  - гофрированный соединитель.
- 39) Закрытая аспирационная система трахеостомическая FoolProof 10 FR на 72 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт MDI;
  - порт для санации;
  - гофрированный соединитель.
- 40) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная FoolProof 12 FR на 72 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт для санации;
  - гофрированный соединитель.
- 41) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная FoolProof 12 FR на 72 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт MDI;
  - порт для санации;
  - гофрированный соединитель.
- 42) Закрытая аспирационная система трахеостомическая FoolProof 12 FR на 72 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт для санации;



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030784

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13686

### Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

- гофрированный соединитель.
- 43) Закрытая аспирационная система трахеостомическая FoolProof 12 FR на 72 часа в комплектации:
  - разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт MDI;
  - порт для санации;
  - гофрированный соединитель.
- 44) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная FoolProof 14 FR на 72 часа в комплектации:
  - разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт для санации;
  - гофрированный соединитель.
- 45) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная FoolProof 14 FR на 72 часа в комплектации:
  - разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт MDI;
  - порт для санации;
  - гофрированный соединитель.
- 46) Закрытая аспирационная система трахеостомическая FoolProof 14 FR на 72 часа в комплектации:
  - разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт для санации;
  - гофрированный соединитель.
- 47) Закрытая аспирационная система трахеостомическая FoolProof 14 FR на 72 часа в комплектации:
  - разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт MDI;
  - порт для санации;



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030785

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13686

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

- гофрированный соединитель.
- 48) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная FoolProof 16 FR на 72 часа в комплектации:
  - разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт для санации;
- гофрированный соединитель.
- 49) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная FoolProof 16 FR на 72 часа в комплектации:
  - разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт MDI;
  - порт для санации;
- гофрированный соединитель.
- 50) Закрытая аспирационная система трахеостомическая FoolProof 16 FR на 72 часа в комплектации:
  - разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт для санации;
- гофрированный соединитель.
- 51) Закрытая аспирационная система трахеостомическая FoolProof 16 FR на 72 часа в комплектации:
  - разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - порт MDI;
  - порт для санации;
- гофрированный соединитель.
- 52) Закрытая аспирационная система педиатрическая FoolProof 5 FR на 24 часа в комплектации:
  - разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - двойной вертлужный коннектор;
  - набор Y-образных коннекторов;
  - порт для санации.



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030786

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13686

### Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	---	--

53) Закрытая аспирационная система педиатрическая FoolProof 5 FR на 24 часа в комплектации:

- разъединительный клин;
- аспирационный катетер в кожухе;
- двойной вертлужный коннектор;
- набор Y-образных коннекторов;
- порт MDI;
- порт для санации.

54) Закрытая аспирационная система педиатрическая FoolProof 6 FR на 24 часа в комплектации:

- разъединительный клин;
- аспирационный катетер в кожухе;
- двойной вертлужный коннектор;
- набор Y-образных коннекторов;
- порт для санации.

55) Закрытая аспирационная система педиатрическая FoolProof 6 FR на 24 часа в комплектации:

- разъединительный клин;
- аспирационный катетер в кожухе;
- двойной вертлужный коннектор;
- набор Y-образных коннекторов;
- порт MDI;
- порт для санации.

56) Закрытая аспирационная система педиатрическая FoolProof 7 FR на 24 часа в комплектации:

- разъединительный клин;
- аспирационный катетер в кожухе;
- двойной вертлужный коннектор;
- набор Y-образных коннекторов;
- порт для санации.

57) Закрытая аспирационная система педиатрическая FoolProof 7 FR на 24 часа в комплектации:

- разъединительный клин;
- аспирационный катетер в кожухе;
- двойной вертлужный коннектор;
- набор Y-образных коннекторов;
- порт MDI;
- порт для санации.



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030787

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13686

### Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	---	--

58) Закрытая аспирационная система педиатрическая FoolProof 8 FR на 24 часа в комплектации:

- разъединительный клин;
- аспирационный катетер в кожухе;
- двойной вертлужный коннектор;
- набор Y-образных коннекторов;
- порт для санации.

59) Закрытая аспирационная система педиатрическая FoolProof 8 FR на 24 часа в комплектации:

- разъединительный клин;
- аспирационный катетер в кожухе;
- двойной вертлужный коннектор;
- набор Y-образных коннекторов;
- порт MDI;
- порт для санации.

60) Закрытая аспирационная система педиатрическая FoolProof 10 FR на 24 часа в комплектации:

- разъединительный клин;
- аспирационный катетер в кожухе;
- двойной вертлужный коннектор;
- набор Y-образных коннекторов;
- порт для санации.

61) Закрытая аспирационная система педиатрическая FoolProof 10 FR на 24 часа в комплектации:

- разъединительный клин;
- аспирационный катетер в кожухе;
- двойной вертлужный коннектор;
- набор Y-образных коннекторов;
- порт MDI;
- порт для санации.

62) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная FoolProof adapt 10 FR на 72 часа в комплектации:

- Адаптер для бронхоскопа;
- аспирационный катетер в кожухе;
- разъединительный клин;
- заглушка для бронхоскопа;
- порт для санации;
- порт MDI;



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030788

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13686

### Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

- гофрированный соединитель.
- 63) Закрытая аспирационная система трахеостомическая FoolProof adapt 10 FR на 72 часа в комплектации:
  - Адаптер для бронхоскопа;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - разъединительный клин;
  - заглушка для бронхоскопа;
  - порт для санации;
  - порт MDI;
- гофрированный соединитель.
- 64) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная FoolProof adapt 12 FR на 72 часа в комплектации:
  - Адаптер для бронхоскопа;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - разъединительный клин;
  - заглушка для бронхоскопа;
  - порт для санации;
  - порт MDI;
- гофрированный соединитель.
- 65) Закрытая аспирационная система трахеостомическая FoolProof adapt 12 FR на 72 часа в комплектации:
  - Адаптер для бронхоскопа;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - разъединительный клин;
  - заглушка для бронхоскопа;
  - порт для санации;
  - порт MDI;
- гофрированный соединитель.
- 66) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная FoolProof adapt 14 FR на 72 часа в комплектации:
  - Адаптер для бронхоскопа;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - разъединительный клин;
  - заглушка для бронхоскопа;
  - порт для санации;
  - порт MDI;
- гофрированный соединитель.
- 67) Закрытая аспирационная система трахеостомическая FoolProof adapt 14 FR на



Руководитель органа

Эксперт

подпись  
  
подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030789

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13686

### Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

72 часа в комплектации:

- Адаптер для бронхоскопа;
- аспирационный катетер в кожухе;
- разъединительный клин;
- заглушка для бронхоскопа;
- порт для санации;
- порт MDI;
- гофрированный соединитель.

68) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная FoolProof adapt 16 FR на 72 часа в комплектации:

- Адаптер для бронхоскопа;
- аспирационный катетер в кожухе;
- разъединительный клин;
- заглушка для бронхоскопа;
- порт для санации;
- порт MDI;
- гофрированный соединитель.

69) Закрытая аспирационная система трахеостомическая FoolProof adapt 16 FR на 72 часа в комплектации:

- Адаптер для бронхоскопа;
- аспирационный катетер в кожухе;
- разъединительный клин;
- заглушка для бронхоскопа;
- порт для санации;
- порт MDI;
- гофрированный соединитель.

70) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная FoolProof simple 10 FR на 72 часа в комплектации:

- разъединительный клин;
- аспирационный катетер в кожухе;
- порт для санации.

71) Закрытая аспирационная система трахеостомическая FoolProof simple 10 FR на 72 часа в комплектации:

- разъединительный клин;
- аспирационный катетер в кожухе;
- порт для санации.

72) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная FoolProof simple 12 FR а 72 часа в комплектации:



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030790

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13686

### Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	--	---

- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - порт для санации.
- 73) Закрытая аспирационная система трахеостомическая FoolProof simple 12 FR а 72 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - порт для санации.
- 74) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная FoolProof simple 14 FR на 72 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - порт для санации.
- 75) Закрытая аспирационная система трахеостомическая FoolProof simple 14 FR на 72 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - порт для санации.
- 76) Закрытая аспирационная система эндотрахеальная FoolProof simple 16 FR а 72 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - порт для санации.
- 77) Закрытая аспирационная система трахеостомическая FoolProof simple 16 FR а 72 часа в комплектации:
- разъединительный клин;
  - аспирационный катетер в кожухе;
  - порт для санации.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия